

made
in
Germany

Politec

КАТАЛОГ ПОЛИРОВ



EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30 75179 Pforzheim

СТОМАТОЛОГИЯ:

Композиты
Керамика
Амальгама/Сплавы





ЛАБОРАТОРИЯ:

Керамика
Акрил
Металлы

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ POLITEC RA

Полировочные головки для придания формы и полировки керамики, композитных материалов, металлов и акрила.

Серый = 1-й шаг: придание формы и полировка

				
Средние				
Артикул:	UN2-314	UN2-318	UN2-320	UN2-313
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	11 x 2,5





Керамика / Композиты





АЛМАЗНАЯ СЕРИЯ POLITEC RA

Двухступенчатая система для предварительной и окончательной полировки керамики и композитных материалов.

Тёмно-кремовый = 1-й шаг: шлифовка и предварительная полировка

Светло-серый = 2-й шаг: зеркальная полировка

				
Средние				
Артикул:	DL2-314	DL2-318	DL2-320	DL2-313
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	11 x 2,5









				
Мелкозернистые				
Артикул:	DL2-414	DL2-418	DL2-420	DL2-413
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	11 x 2,5

СИЛИКОНОВАЯ СЕРИЯ POLITEC RA

Двухступенчатая полировальная система для предварительной и окончательной полировки композитных материалов.

Небесно-голубой = 1 шаг: шлифовка и предварительная полировка

Фисташковый = 2-й шаг: полировка









				
Средние	SL2-314	SL2-318	SL2-320	SL2-313
Артикул:				
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	11 x 2,5
				
Мелкозернистые	SL2-414	SL2-418	SL2-420	SL2-413
Артикул:				
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	11 x 2,5

СЕРИЯ POLITEC RA ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛАМИ

Двухступенчатая полировальная система для предварительной и окончательной полировки сплавов и амальгамы.

Коричневый = 1-й шаг: шлифовка и предварительная полировка

Зеленый = 2-й шаг: полировка








				
Средние	ML2-314	ML2-318	ML2-320	ML2-313
Артикул:				
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	7 x 10
				
Мелкозернистые	ML2-414	ML2-418	ML2-420	ML2-413
Артикул:				
Размеры (мм):	5 x 10	3 x 7,5	7 x 10	7 x 10

СВЕРХГИБКИЕ ДИСКИ POLITEC RA

Гибкие полировочные диски с покрытием из оксида алюминия для очистки и полировки композитных материалов.

Темно-красный = 1-й шаг: оконтуривание
 Красный = 2-й шаг: шлифовка и предварительная полировка
 Оранжевый = 3-й шаг: полировка
 Жёлтый = 4-й шаг: зеркальная полировка

Комплексы:
 SF-DISC Комплект 10 / Диск 10мм / 4x100 шт
 SF-DISC Комплект 14/ Диск 14мм / 4x100 шт

					
Артикул (10 мм):	SF9-126	SF9-226	SF9-326	SF9-426	
Размеры (10 мм):	10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11	
					
Артикул (14 мм):	SF9-127	SF9-227	SF9-327	SF9-427	
Размеры (14 мм):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	
	крупнозернистые	средние	тонкозернистые	сверх-тонкозернистые	



MD2-095

СВЕРХГИБКИЕ ДИСКИ POLITEC RA

Сверхгибкие полировочные диски с покрытием из оксида алюминия для очистки и полировки композитных материалов



Артикул:	SUPER FLEXIBLE DISCS SET 10 mm	SUPER FLEXIBLE DISCS SET 14 mm
Размеры (мм):	10 Ø	14 Ø

АЛМАЗНАЯ СЕРИЯ POLITEC UM / HP

Двухступенчатая полировальная система для предварительной и окончательной полировки керамики и композитных материалов.

Коричневый = 1-й шаг: шлифовка и предварительная полировка

Серый = 2-й шаг: зеркальная полировка

	колесо	диск	торпеда
Крупнозернистые			
Артикул:	DL9-223	DL9-225	DL1-224
Размеры (мм):	17 x 2,5	26 x 1,2	5 x 16
Мелкозернистые			
Артикул:	DL9-423	DL9-425	DL1-424
Размеры (мм):	17 x 2,5	26 x 1,2	5 x 16

Керамика / Металл

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ POLITEC HP

Шлифовальные головки для керамики и металла.

Зелёный = 1-й шаг: снятие материала и придание формы







Сверхкрупнозернистые			
Артикул:	SC1-104	SC1-109	SC1-111
Размеры (мм):	4 x 10	5 x 13	12 x 2

СЕРИЯ POLITEC UM ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТАЛЛАМИ

Двухступенчатая полировальная система для полировки и зеркальной полировки сплавов из драгоценных металлов.

Коричневый = 1-й шаг: полировка

Зелёный: 2-й шаг: зеркальная полировка







	с прямоугольным краем	с острым краем	цилиндрический
Средние			
Артикул:	ML9-301	ML9-302	ML9-303
Размеры (мм):	22 x 3	22 x 4	7 x 20
Мелкозернистые			
Артикул:	ML9-401	ML9-402	ML9-403
Размеры (мм):	22 x 3	22 x 4	7 x 20

СЕРИЯ POLITEC UM ИЗ РЕЗИНЫ

Двухступенчатая полировальная система для полиров и полировки сплавов из драгоценных металлов.

Чёрный = 1-й шаг: предварительная полировка

Зелёный = 2-й шаг: полировка

	с прямоугольным краем	с острым краем	цилиндрический
Сверхкрупнозернистые			
Артикул:	RL9-101	RL9-102	RL9-103
Размеры (мм):	22 x 3	22 x 4	7 x 20
Крупнозернистые			
Артикул:	RL9-201	RL9-202	RL9-203
Размеры (мм):	22 x 3	22 x 4	7 x 20

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ POLITEC UM

Полировочные головки для работы с керамикой, металлами и акрилом.

Светло-серый = 1-й шаг: снятие материала и придание формы

	с прямоугольным краем	с острым краем	цилиндрический
Средние			
Артикул:	UN9-301	UN9-302	UN9-303
Размеры (мм):	22 x 3	22 x 4	7 x 20

Акрил

СЕРИЯ POLITEC HP ДЛЯ РАБОТЫ С АКРИЛОМ

Трёхступенчатая полировальная система для работы с протезами из акрила.

Зелёный = 1-й шаг: снятие материала и придание формы
Серый = 2-й шаг: выравнивание
Светло-зелёный = 3-й шаг: зеркальная полировка

Сверхкрупнозернистые

	торпеда	пуля
Артикул:	AL1-114	AL1-116
Размеры (мм):	10 x 20	10 x 24

Средние

Артикул:	AL1-314	AL1-316
Размеры (мм):	10 x 20	10 x 24

Мелкозернистые

Артикул:	AL1-514	AL1-516
Размеры (мм):	10 x 20	10 x 24

Дискодержатели

ДИСКОДЕРЖАТЕЛИ POLITEC HP ДЛЯ РАБОТЫ С АКРИЛОМ

Дискодержатели для крепления полировочных головок.

Изделие:

MD1-077
дискодержатель

Изделие:

MD1-061
дискодержатель
винтовой

 made
 in
 Germany

Эксклюзивный представитель в России –
Компания «Механика Здоровья»

г. Москва, Кожевнический проезд 4/5с5
8 495 969 45 70
info@4-dent.ru
4dent.ru