




making work easy

Reparaturzeichnung • Repair services drawings • Eclatés pour les services de réparation • Esplosi per servizi d'assistenza  
Diseños para servicios de reparaciones • Загрузка чертежей Для ремонтных мастерских

1830 xxxx Vibrax



21-9792 18012018 / B

Запасные части  
Vibrax, 120 B



версии  
B

артикул номер  
18301000



making work easy

версии	Позиция	Название	артикул номер	Список избранного
B	1	Operating lever set	900035635*	
B	2	Rubber mat	900035626*	
B	3	Set of fuses	918300002	
B	4A	Mains cable 230 V with low-power plug	900032750	
B	4B	Mains cable 120V with low-power plug	900035570	
B	4C	Unit connector cable 230V UK	900035938	
B	4D	Power cord Argentine with cable-mount connector, straight	900032769	
B	4E	Unit connector cable 230V CH	900036070	
B	4F	Power cord Brazil with cable-mount connector, straight	900032767	
B	4G	Power cord ZA 5A with cable-mount connector, straight	900032771	
B	4H	Power cord Italy with cable-mount connector, straight	900032768	
B	101	Low heat device socket	900035654	
B	102	Set of switches	918300001	
B	103A	Magnet complete, 230V/50Hz	900035624	
B	103B	Magnet complete, 120V/60Hz	900035652	
B	103C	Magnet complete, 100V/50Hz	900135652	
B	103D	Magnet complete, 100 V 30/60Hz	900036232	
B	103E	Magnet complete, 220 V 30/60Hz	900036881	

\*) Быстроизнашивающиеся детали, исключены из гарантии.

версии	Позиция	Название	артикул номер	Список избранного
B	104	Diode, ready-made	900038531	
B	105	Set of springs	900035837*	
B	106A	Set of rubber buffer (230V)	900035687*	
B	106B	Set of rubber buffer (100V/ 60Hz+120V)	900036168*	
B	106C	Set of rubber buffer (100V/50 Hz)	900036251*	
B	107	Set of rubber bases	900035701	
B	501	Vibrating sphere	18300001	

\*) Быстроизнашивающиеся детали, исключены из гарантии.