




making work easy



making work easy

Reparaturzeichnung • Repair services drawings • Eclatés pour les services de réparation • Esplosi per servizi d'assistenza
Diseños para servicios de reparaciones • Загрузка чертежей Для ремонтных мастерских

1803 xxxx MT plus



21-9874 18012018 / B



версии	Позиция	Название	артикул номер	Список избранного
B	1	Admission hose compl. Trimmer	20976	
B	2	Outlet hose 41x35mm grey 1,5m long	900150449*	
B	3	Protection cap on/off switch MTplus compl.	900035788*	
B	4	MTplus Hinges complete	900035708	
B	5	MTplus Trimmer table complete	900035717	
B	5A	Ballsocket Trimmer table	900021357	
B	6	Hexagon-key SW 4	900033137	
B	7	Flange MTplus complete up to stand B (O-ring)	900033454	
B	8	Protection cap door switch compl.	21234*	
B	9	Screw for trimming disc MT2/TT2/MTplus/MT3/MT3 pro	900035237	
B	10	Door locker MTplus complete	900033150	
B	11	Set of joints MTplus	900035711*	
B	12	Spray tube MTplus compl.	900035716*	
B	13	Adjusting screw MTplus complete	900036628	
B	14	Small part set MT plus	900021336	
B	15	Set of tools for MTplus	900021337	
B	16	Set of O-rings for flange MTplus/MT2/TT2/MT3/MT3 pro	900033450*	
B	101A	On/Off-switch MTplus 230 V/240 V_12 A	900038698	

*) Быстроизнашивающиеся детали, исключены из гарантии.

версии	Позиция	Название	артикул номер	Список избранного
B	101B	On/Off-switch MTplus 100V / 120V	900035736	
B	102A	Driving motor MTplus 230V compl.	900035719	
B	102C	Driving motor MTplus 100V compl.	900034605	
B	103A	Water admission MTplus 230V / 240V compl.	918039998	
B	103B	Water admission MTplus 100V / 120V compl.	918039997	
B	104A	Mains cable /Harness MTplus 230V	900035720	
B	104B	Mains cable /Harness MTplus 120V	900035744	
B	105	Door switch Trimmer	900031881	
B	106A	Engine condenser type C. 87/8 16µF	900034609	
B	106B	Engine condenser type C. 87/0 40µF	900034608	
B	106C	Engine condenser type C. 87/8 50µF	900034607	
B	501	Klettfix MT plus Dia. 234mm	18031000	
B	502	Klettfix MTplus, MT3 and MT3 pro, refill pack grain 80	18031100	
B	503	Klettfix MTplus, MT3 and MT3 pro, refill pack grain 120	18031200	
B	504	Marathon MT plus Dia. 234mm	18032000	
B	505	Infinity MT plus Dia. 234mm	18033000	

*) Быстроизнашивающиеся детали, исключены из гарантии.