

Euronda Monoart®

RU

The original!



Euronda®

Euronda®

It's all about protection

Уже более 40 лет Euronda является синонимом превосходства в сфере защиты в области медицины. Итальянская по происхождению и международная по призванию, компания насчитывает четыре действующих филиала и продажи собственной продукции более чем в 100 странах мира. Euronda – одна из наиболее значимых компаний, работающих в сегменте инфекционного контроля.

Производство включает четыре линейки продуктов. **Monoart®** – широкая гамма одноразовых продуктов и аксессуаров, объединяющих высочайшие стандарты качества с яркостью цвета.

Pro System – Система Полной Защиты Euronda, полная линейка продуктов, оптимизирующих и делающих более безопасным весь процесс стерилизации.

Alle® – линия одноразовых продуктов, разработанная специально для создания стерильного и обеззараженного стоматологического операционного поля, необходимого для предотвращения риска инфекций.

Eurosteril® – линия пакетов и рулонов, которую Euronda посвящает стерилизации.

Вся продукция Euronda гарантирует самые высокие стандарты качества и защиты для стоматологов, операторов и пациентов.



Оглавление

Моноарт® Одноразовая линия

7	Салфетки
8	Диспенсер для салфеток
8	Зажим металлический для салфеток
9	Салфетки Towel Up!
11	Слюноотсосы EM15
11	Переходник для слюноотсосов
13	Наконечники EM19 Evo для аспирации
15	Наконечники EM21 Evo для аспирации
17	Наконечники EM40 для аспирации
17	Переходник для наконечника
18	Перчатки латексные одноразовые
19	Перчатки нитриловые одноразовые
21	Пластиковые стаканчики
23	Пластиковые стаканчики Floral
23	Диспенсер для стаканчиков
25	Маска Protection 3
29	Бандана
31	Чехол для подголовника
33	Бумага для лотков автоклава
35	Фартук PG30
36	Фартук PG20
36	Диспенсер для фартуков
37	Ватные валики
37	Диспенсер для ватных валиков
38	Микроаппликаторы
39	Комплект стаканчиков для смешивания
40	Обеззараживающий многослойный коврик

Моноарт® Защитные Очки

46	Очки Contemporary
47	Очки Cube
47	Очки Cube Orange
47	Очки Stretch
47	Очки Stretch Orange
48	Очки Evolution
48	Очки Evolution Orange
48	Очки FitUp
49	Очки Light
49	Очки Light Orange
50	Очки Zero
50	Очки Ultra Light
50	Очки Baby Orange
51	Small Экран для врача и ассистента
51	Экран для оператора

Eurosteril®

53	Рулоны для стерилизации
53	Рулоны для стерилизации со складками
54	Пакеты для стерилизации
54	Пакеты для стерилизации самоклеящиеся

Стулья

55	Стул для врача и ассистента Onyx
56	Стул для врача и ассистента Coral
57	Стул для врача и ассистента CDS301



Салфетки Monoart®



Одноразовые салфетки Monoart® изготовлены из чистой целлюлозы с высокой впитываемостью, соединенной с водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой. Доступны в 11 цветах и, несомненно, станут не только надежным средством защиты, но и стильным украшением вашего кабинета.



Цвета:
Оранжевый
Голубой
Белый
Синий
Желтый
Лиловый
Лайм
Черный
Розовый
Зеленый
Бордо



Размеры:
330 x 450 мм



Комплектация:
Коробка – 500 салфеток



Впитываемость

Тиснение гарантирует плотное соединение между слоями целлюлозы и полиэтиленовой пленки, что позволяет, в том числе, повысить скорость впитывания.



Цвет

11 различных цветов позволят нарушить монотонность рабочих будней и просто поднимут ваше настроение!



Защита

Благодаря слою водонепроницаемой пленки, салфетки надежно защитят пациента от капель и брызг.

Диспенсер для салфеток Monoart®



Практичный диспенсер для одноразовых салфеток.



Цвет:
Белый



Размеры:
165 x 165 x 125 мм

Цепочка для салфеток Monoart®



Регулируемая стальная цепочка для салфеток.



Длина:
Около 45 см



Комплектация:
Индивидуальная упаковка

Салфетки Monoart® Towel UP!



Теперь наши салфетки доступны в удобной инновационной упаковке с системой многократного закрытия, что позволяет медицинскому специалисту доставать по одной салфетке, не подвергая оставшиеся салфетки воздействию пыли и контаминационных агентов. Такая упаковка гарантирует максимальную гигиену и практичность в использовании.



Цвета:
Оранжевый
Голубой
Белый
Синий
Желтый
Лиловой
Лайм
Черный
Розовый
Зеленый
Бордо



Размеры:
330 x 450 мм



Упаковка:
Упаковка – 50 салфеток
Коробка – 10 упаковок
(всего 500 салфеток)




Слюноотсосы Monoart® EM15



Одноразовые гибкие слюноотсосы изготовлены из прозрачного нетоксичного ПВХ. Стенка слюноотсоса с интегрированной металлической проволокой позволяет придавать и удерживать нужную форму. Мягкий фиксированный наконечник обтекаемой формы предотвращает травматизм слизистой.

Комплект Mix Monoart®: 12 пакетов со слюноотсосами (100 шт) в шести цветах (оранжевый, лиловый, лайм, розовый, голубой, желтый), по два пакета каждого цвета.

 **Классификация:**
Медицинское Изделие
Класс IIa

 **Размеры:**
Диаметр: 6,5 мм
Длина 12,5 или 15 см

 **Цвета:**
Оранжевый
Синий
Голубая лагуна
Лайм
Желтый
Сиреневый
Розовый
Зеленый
Бордовый
Бесцветный

 **Комплектация:**
Упаковка – 100 шт
Коробка – 50 упаковок
(всего 5000 штук)

Переходник для слюноотсосов Monoart®




Переходник для слюноотсосов EM15: практичный, надежный, автоклавируем при температуре 134°C. Позволяет осуществить переход от диаметра 16 мм на входе до диаметра 6,5 мм на выходе.

 **Классификация:**
Медицинское Изделие
Класс IIa

 **Комплектация:**
Упаковка – 10 штук

Наконечники для аспирации Monoart® EM19 Evo



Monoart® EM19 Evo – это универсальный наконечник для хирургического аспиратора, предназначенный для манипуляций на взрослых пациентах. Эргономичная нескользящая ручка облегчает работу специалиста.

Линейная форма гарантирует бесшумность и гигиену.

EM19 Evo обеспечивает пациенту повышенный комфорт благодаря своей закругленной форме.

Автоклавируем при температуре 134°C.



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Размеры:
Диаметр крепления 16 мм
Длина 114 мм



Цвета:
Лайм
Зеленый
Синий
Розовый
Лиловый
Бордо
Оранжевый
Желтый
Серый



Комплектация:
Упаковка – 10 штук
одного цвета



Экологичность

Автоклавируем при температуре до 134°C.



Комфорт

Площадь контакта сокращена благодаря меньшим краям и меньшему количеству изгибов. Это обеспечивает наибольший комфорт пациенту. Компактные размеры снижают глотательный рефлекс пациента.



Эффективность

Внутренняя гладкая поверхность наконечника обеспечивает легкий и быстрый сток жидкостей.



Надежность

Более обширные бороздки, доходящие до края, обеспечивают лучший захват.



Эргономичность

Компактные размеры и изгиб наконечника вблизи его конечной части обеспечивают лучший контроль манипуляций.



Бесшумность

Аспирация проходит без шума благодаря углу изгиба наконечника 16°.



Наконечники для аспирации Monoart® EM21 Evo



Monoart® EM21 Evo – это универсальный наконечник для хирургического аспиратора, предназначенный для манипуляций в труднодоступных полостях.

Эргономичная нескользящая ручка облегчает работу специалиста.

Линейная форма гарантирует бесшумность и гигиену.

Автоклавируем при 134°C.



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Размеры:
Диаметр крепления 16 мм
Длина 129 мм



Цвета:
Лайм
Зеленый
Синий
Розовый
Лиловый
Бордо
Оранжевый
Желтый
Серый



Комплектация:
Упаковка – 10 штук
одного цвета





Наконечники для аспирации Monoart® EM40 Evo

Универсальный фигурный наконечник
для хирургического аспиратора.

Автоклавируем при температуре 134°C.



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Размеры:
Диаметр крепления 11 мм
Длина 200 мм



Цвет:
Серый



Комплектация:
Упаковка - 10 штук
одного цвета

Переходник для наконечников для аспирации Monoart®



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Комплектация:
Упаковка 10 штук
одного цвета

Переходник для наконечников EM40:
практичный, надежный и автоклавируемый
при температуре 134°C.

Позволяет перейти от крепления диаметром
16 мм к выходу диаметром 11 мм.

Одноразовые латексные перчатки Monoart®



Надежные, удобные, прочные: одноразовые латексные перчатки Monoart® защищают руки, обеспечивая комфорт и гигиену. Они легко надеваются благодаря внутреннему полимерному слою и сгибаемой манжете и гарантируют высокую тактильную чувствительность.

Микро-шероховатая поверхность гарантирует захват в любых условиях, поэтому они являются идеальным инструментом при любых видах манипуляций.

Латексные перчатки Monoart® доступны в 4-х ярких цветах и дарят вам уникальный яркий стиль.



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Размеры:
XS, S, M, L, XL



Цвета:
Лайм
Синий
Лиловый
Розовый



Комплектация:
Упаковка – 100 штук
Коробка – 10 упаковок



Сертификация

Соответствуют критериям контроля качества (AQL 1/5). Сертифицированы согласно международной директиве 2016/425:
– EN ISO 374-1
– EN 374-4
– EN ISO 374-5



Надежность

Обеспечивают исключительный защитный барьер от заражений и инфекций. Не содержат порошков, химических остатков и эндотоксинов, которые часто провоцируют респираторные симптомы, обусловленные использованием латекса.



Прочность

Устойчивы к воде, кислотам и щелочам. Обеспечивают хорошую защиту от микроорганизмов и большинства каустических веществ и моющих средств.

Одноразовые нитриловые перчатки Monoart®



Одноразовые нитриловые перчатки Monoart®, созданные как альтернатива для людей, склонных к аллергии на белки латекса, обеспечивают исключительный защитный барьер от заражений и инфекций. Отличаются необычайной механической и химической прочностью. Это делает их подходящими для всех ситуаций, предполагающих риск перфораций, порезов, уколов или обращения с особо агрессивными химическими веществами. Высококачественные материалы также гарантируют отличную тактильную чувствительность, в то время как их микро-шероховатая поверхность обеспечивает превосходное сцепление в любых условиях.



Классификация:
Медицинское Изделие
Класс IIa



Размеры:
XS, S, M, L, XL



Цвета:
Лайм
Синий
Лиловый
Розовый
Белый
Черный
Натуральный



Комплектация:
Упаковка – 100 штук
Коробка – 10 упаковок





Пластиковые стаканчики Monoart® Цветные

Одноразовые стаканчики из нетоксичного полипропилена с закругленным краем емкостью 200 мл.

Гарантируют максимальную прочность и надежность, что подтверждается рельефным логотипом Euronda, нанесенным на каждый стаканчик.

Богатый выбор цветов поможет вам персонализировать стиль вашего кабинета.



Объем:
200 мл



Цвета:
Оранжевый
Голубой
Синий
Фуксия
Желтый
Лиловый
Лайм
Черный
Розовый
Красный
Зеленый



Упаковка:
Упаковка – 100 штук
Коробка – 30 упаковок





Пластиковые стаканчики Monoart® Floral


Одноразовые стаканчики из полипропилена с закругленным краем объемом 200 мл.

Цветочный рисунок добавляет стиль и яркость вашему кабинету.



 **Объем:**
200 мл

 **Цвета:**
Floral голубой
Floral лиловый
Floral лайм
Floral розовый

 **Упаковка:**
Упаковка – 100 штук
Коробка – 30 упаковок

Диспенсер для стаканчиков Monoart®

Практичный пластиковый диспенсер для стаканчиков для настенного крепления.

Вмещает до 70 цветных стаканчиков Monoart® на 200 мл.



 **Цвет:**
Белый.
С полупрозрачным матовым корпусом.



Защитная маска Monoart® Protection 3



Гипоаллергенная одноразовая 3-слойная маска идеальна для защиты от пыли и аэрозолей.

Состоит из:

- наружного слоя мягкого цветного водоотталкивающего TNT-материала, максимально защищающего от пыли и влажности;
- антибактериального фильтра (BFE) и фильтра микрочастиц (PFE) (уровень фильтрации $\geq 99\%$)
- внутреннего слоя из комфортного гигроскопичного TNT-материала, гарантирующего эффективное впитывание пота и влажности.

Уровень воздухопроницаемости - $\Delta 3 < 2,7$ мм H₂O/см² соответствует нормативе EN 14683 (перепад давления, индекс дыхательной усталости во время использования маски). Мягкая закругленная резинка и гибкий носовой фиксатор.



Классификация:
Медицинское изделие
Класс I
EN 14683 стандарт типа II
ASTM F 2100 уровень I



Цвета:
Голубой
Оранжевый
Желтый
Лиловый
Лайм
Розовый
Зеленый



Упаковка:
Упаковка - 50 масок,
снабжена системой
многократного закрытия.
Коробка - 20 упаковок.



Сертификаты масок Monoart®



Все маски Monoart® являются медицинскими изделиями класса I и соответствуют стандартам ASTM F 2100 и норме EN 14683. Маски Monoart® Protection 3 к типу II. Устойчивость масок Monoart® к проникновению брызг и жидкостей была протестирована согласно ASTM F 1862 и отвечает европейскому стандарту EN 14683 с нижеуказанными значениями:

Тест	Тип I	Тип II
Бактериальная эффективность фильтрации (BFE) (%)	≥95	≥98
Дифференциальное давление (Па/см ²)	<29,4	<29,4
Давление сопротивления брызгам (мм рт ст)	Не требуется	Не требуется

Для чего нужно использовать маску?

Маска защищает от воздействия химических веществ, используемых во время процедур, и устраняет риск заражения вирусами и бактериями, которые могут вызвать инфекции у медицинского сотрудника и пациента.

Как правильно использовать маску?

Маска должна хорошо прилегать к лицу и всегда оставаться сухой.

Когда менять маску?

Маску необходимо заменить, если она подверглась воздействию распыленных веществ или намочла, и в любом случае, после каждого пациента.



Бандана Monoart®



Бандана из хлопка, удобная и практичная. Подходит для любого размера.

Изготовлена из хлопка высочайшего качества, сохраняющего яркость цвета, что позволяет автоклавировать бандану при температуре 121°C.



Классификация:

Средство индивидуальной защиты, соответствует регламенту UE 2016/45



Цвета:

Голубой
Синий
Лиловый
Лайм
Розовый



Упаковка:

Упаковка – 1 штука.
Коробка – 10 упаковок.



Удобство:

Хлопчатобумажная бандана, приятная и комфортная в использовании.



Обработка в автоклаве:

Использованная для производства бандан высококачественная хлопчатобумажная ткань позволяет обрабатывать их в автоклаве при температуре 121°C.



Регулируемость:

Бандана снабжена завязками, что позволяет регулировать ее под любой размер.



Чехол для подголовника стоматологического кресла Monoart®



Чехол состоит из 2-х слоев. Внешний слой изготовлен с использованием целлюлозы, внутренний – с использованием полиэтилена.

Дополнен практичной упаковкой.



Цвета:
Белый
Голубой
Зеленый



Размеры:
280 x 300 мм



Комплектация:
Упаковка – 250 штук
Коробка – 8 упаковок



Бумага для лотков автоклава Monoart®



Крепированная, проницаемая для пара и газа бумага без хлора, диоксинов и зола. Благодаря передовым техническим характеристикам она не разлагается и не расщепляется под воздействием пара, поэтому является идеальной основой для лотков автоклава.



Цвета:
Белый
Голубой
Зеленый
Желтый
Оранжевый
Лиловый
Лайм



Размеры:
280 x 180 мм



Комплектация:
Упаковка – 250 штук
Коробка – 10 упаковок



Практичность

Идеальная основа для лотков автоклава.



Прочность

Проницаемая для пара и газа, не разлагается под их воздействием.



Надежность

Не содержит хлора и диоксинов.



Фартук PG30 Monoart®



Одноразовые фартуки в рулоне для защиты пациентов. Изготовлены из слоя высококачественной и высоковпитывающей тисненой бумаги и слоя непромокаемого полиэтилена.

Относительно традиционных салфеток его преимущество заключается в больших размерах и особой форме, идеально покрывающей шею и плечи пациента.

Удобны в использовании благодаря наличию пунктирных отрывных областей.



Размеры:
Рулон из 80 фартуков
610 x 530 мм




Цвета:
Оранжевый
Голубой
Синий
Желтый
Лиловый
Лайм
Розовый
Зеленый
Бордо



Комплектация:
Коробка – 6 рулонов

Инструкция по использованию



Гигиеничность

Изготовлены без использования клея. Бумага и полиэтилен плотно соединены посредством тиснения и воздействия высокой температуры.




Впитываемость

Высокая скорость впитывания надежно защищает пациента.

Фартук PG20 Monoart®

Фартук для пациента из водонепроницаемого полиэтилена в рулоне.

Пунктирные отрывные области упрощают его использование.



Цвета:
Синий
Белый
Зеленый



Размеры:
Рулон на 200 отрывов
810 x 530 мм



Комплектация:
Коробка – 6 рулонов

Диспенсер для фартуков Monoart®

Практичный диспенсер для фартуков в рулоне.



Цвет:
Белый



Размеры:
343 x 132 x 142 мм

Ватные валики Monoart®



Валики из чистой ваты длинного волокна, компактные и с высокой впитывающей способностью. Не содержат целлюлозы.



Классификация:
Медицинское изделие
Класс I

Ø 8 мм/длина 37 мм:

Упаковка – 300 гр
Транспортная коробка – 30 упаковок

Ø 10 мм/длина 37 мм:

Упаковка – 300 гр
Транспортная коробка – 60 упаковок

Ø 10 мм/длина 37 мм:

Упаковка – 300 гр
Транспортная коробка – 60 упаковок

Диспенсер для валиков Monoart®



Удобный диспенсер для ватных валиков.



Цвета:
Белый
Голубой

Микроапликаторы Monoart®



Одноразовые микроапликаторы предназначены для нанесения жидких и текучих материалов.

Удобная полипропиленовая ручка позволяет менять угол наклона, позволяя достигать наиболее труднодоступных мест, а также изменять длину самой ручки.

Нейлоновая головка не абсорбирует жидкости и растворы.

Цвета, размеры:

X-Slim Диаметр головки: 0,5 мм Длина 102 мм, Цвет черный.

Ultra Fine Диаметр головки: 1 мм, Длина 102 мм Цвета: фиолетовый, белый.

Fine Диаметр головки: 1,5 мм Длина 102 мм Цвета: желтый, голубой.

Regular Диаметр головки: 2 мм, Длина 102 мм Цвета: зеленый, оранжевый.

Комплектация:

X-Slim Упаковка с 4-мя пластиковыми тубами. В каждой тубе 100 шт

Ultra Fine Упаковка 2 тубы фиолетового цвета, 2 тубы белого цвета. В каждой тубе 100 шт.

Fine Упаковка 2 тубы желтого цвета, 2 тубы голубого цвета. В каждой тубе 100 шт.

Regular Упаковка 2 тубы зеленого цвета, 2 тубы оранжевого цвета. В каждой тубе 100 шт.

Комплект стаканчиков для смешивания Monoart® Daily Новинка



Размеры:
Ø33 x H24 мм



Цвета:
Оранжевый
Синий
Лайм
Лиловый
Розовый



Комплектация:
Упаковка – 50 штук
Коробка – 20 упаковок



Материал:
Полипропилен



Функциональные

Предназначены для смешивания небольших объемов пасты для чистки и полировки зубов в профилактических целях, амальгамы, композитов, жидкостей для протравливания, стоматологических цементов.



Эргономичные

Оснащены прорезями для крепления к лотку и ребристой поверхностью, которая обеспечивает надежный захват и упрощает обращение с ними.



Разноцветные

Доступны в пяти различных цветах.



Обеззараживающий многослойный коврик Monoart®



+ Надежный
Состоит из 30 клейких пронумерованных слоев, изготовленных из полиэтилена низкой плотности, позволяет избежать распространение бактерий во время хирургических операций.

+ Гигиеничный
Благодаря специальному составу бактерицидного желатина внешний поверхности коврик удаляет бактерии с поверхности подошв обуви, дезактивируя их.

+ Функциональный
Гладкая поверхность без изъянов позволяет максимально эффективно удалить грязь. Группа крепления в нижней части гарантирует надежное сцепление с полом.

Классификация:
Медицинское изделие
Класс I

Материал:
Клейкий полиэтилен

Размеры:
45 x 115 см

Цвет:
Синий

Комплектация:
В упаковке 4 штуки,
каждая по 30
отслаивающихся
клейких листов



Защитные очки Monoart®



Contemporary



Cube
Cube Orange



Stretch
Stretch Orange



Evolution
Evolution Orange



FitUp



Light
Light Orange



Zero



Ultra Light



Baby Orange



Комфорт

Запатентованные наконечники душек SoftPad регулируемая в трех позициях длина способствуют максимальной защите, стабильности и адаптируемости к лицу.

Линзы моделей Orange снижают зрительное утомление.



Прочность

Исключительные характеристики очков гарантированы перманентной обработкой Univet Double Coating, антизапотевание (требование N нормы EN 166) на внутренней стороне и против царапин (требование K нормы EN 166) на наружной стороне линз.



Эргономичность

Исключительно легкие, с нескользящей носовой дугой. Выпускаются в накладном варианте для использования вместе с очками для зрения.

Защитные очки Monoart®

Дизайн от Univet
UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Euronda Monoart® предлагает широкую гамму защитных очков для медицинских сотрудников и пациентов.

Очки разработаны и произведены для того, чтобы гарантировать максимальную защиту в любой ситуации без ущерба для комфорта и дизайна.



Защита от царапин

Обработка Basic против царапин и износа.
*К обработка против царапин.



Защита от царапин Plus

Представляет собой защиту поверхностей от повреждений, царапин и износа. Сертифицированы согласно требованию K нормы EN 166.



Защита от запотевания

Обработка предотвращает образование конденсата.
N обработка от запотевания.



Защита от запотевания Plus

Перманентная обработка предотвращает образование конденсата. Сертифицирован согласно требованию N нормы EN 166.










Накладные очки

Накладные очки для использования с очками для зрения.

Уровни защиты

 **Классификация:**
Средство индивидуальной защиты, категория III

 **Комплектация:**
Индивидуальная упаковка
Коробка – 10 упаковок

						UDC	SP	
Contemporary								
Cube								
Cube Orange								
Evolution								
Evolution Orange								
Stretch								
Stretch Orange								
Fit Up								
Light								
Light Orange								
Zero								
Ultra Light								
Baby Orange								
Экран для оператора Small								
Экран для медицинского персонала								



Очки Monoart® Contemporary

Дизайн от Univet
UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Цвет:
Черная прозрачная
оправа



Вес:
29 гр

Очки Contemporary – идеальное сочетание элегантности и защиты, комфорта и стиля. Легкие и невероятно прочные, Contemporary – это идеальные очки для врачей и ассистентов. Обработка против запотевания делает их линзы в 2 раза более эффективными в предотвращении формирования конденсации, а обработка против царапин гарантирует их стойкость к истиранию в 5 раз выше стандартной. Все это в сочетании с изысканным эксклюзивным дизайном и глянцевой оправой Total Black.



Дизайн

Отличительной чертой этих очков является решительный, но вместе с тем элегантный дизайн, создающий баланс между формой, цветом и светом.



Легкость

Изготовлен полностью из Nylon PA12 без использования каких-либо металлов. Они более легкие и более комфортные даже при их длительном использовании.



Защита

Боковые линзы гарантируют максимальную защиту.

Очки Monoart® Cube Cube Orange

Накладные очки для персонала в ультрасовременном дизайне, квадратной формы с закругленными углами.

Регулируемые по длине дужки гарантируют комфорт и запоминают желаемую длину пользователя благодаря технологии SoftPad.

Доступны в 2-х версиях:

- **Cube** с прозрачными оптически проверенными линзами из поликарбоната, обеспечивающими обзор на 180°.
- **Cube Orange** с оранжевыми линзами, защищающими от ударов, лучей UV400 свет) и лучей синего цвета (полимеризационные лампы).



Цвета:
Cube – белая и голубая
оправа
Cube orange – черная
и оранжевая оправа



Вес:
37 гр



Очки Monoart® Stretch Stretch Orange

Оправа разработана для смягчения давления в точках контакта и легкости при ношении. Выполнены в спортивном современном дизайне, с системой вентиляции бровей и ультрагибкими дужками, регулируемые в длину и устойчивыми к вращению.

Доступны в 2-х версиях:

- **Stretch** – с прозрачными оптически проверенными линзами из поликарбоната, обеспечивающими обзор на 180°.
- **Stretch Orange** – с оранжевыми линзами, защищающими от ударов, лучей UV400 (солнечный свет) и лучей синего цвета (полимеризационные лампы).



Цвета:
Stretch – белая и голубая
оправа
Stretch Orange – черная
и оранжевая оправа



Очки Monoart® Evolution Evolution Orange

Очки для медицинского персонала и пациента, выполненные в легком современном дизайне. Дужки из литого материала гарантируют комфортную посадку и сохраняют желаемую форму.

Носовая перемычка выполнена из противоскользящей резины.

Доступны в 2-х версиях:

- **Evolution** – с прозрачными высокопрочными линзами из поликарбоната.
- **Evolution Orange** – с оранжевыми линзами, защищающими от ударов, лучей UV400 (солнечный свет) и лучей синего цвета (полимеризационные лампы).



Цвета:
Evolution – белая и серая
оправа
Evolution Orange – черная
и оранжевая оправа



Вес:
25 гр

Очки Monoart® FitUp

Очки для медицинского персонала, выполненные в привлекательном дизайне, гарантируют максимальную защиту и обзор.

Очки отличаются комфортом и исключительным удобством посадки благодаря регулируемым в длину и наклоне дужкам, а также мягким носовым мостом.

Высокопрочные линзы с обработкой предохраняют от запотевания и царапин.

48



Цвета:
FitUp Green – розрачная
и зеленая оправа
FitUp Pink – прозрачная
и розовая оправа



Вес:
25 гр

Очки Monoart® Light

Очки для ношения поверх корректирующих очков для врача и пациента.

Базовая линия с системой проветривания, встроенной в боковые защитные стенки.

Бесцветная линза из поликарбоната, прошедшая оптический контроль, с защитой от ударов и UV лучей, гарантирует оптимальные условия видимости.



Цвета:
прозрачная оправа



Вес:
43 гр

Очки Monoart® Light Orange

Очки для ношения поверх корректирующих для врача и пациента, с оранжевой линзой, прошедшей оптический контроль. Обеспечены системой проветривания, встроенной в боковые защитные стенки.

Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке, гарантируя идеальную посадку и комфорт.

Оранжевые линзы с защитой против запотевания, царапин, ударов, UV лучей и синего света (525 нм), усиливают контраст и повышают четкость, уменьшая глазное напряжение.



Цвета:
черная и оранжевая
оправа



Вес:
43 гр

Очки Monoart® Zero

Защитные очки для медицинского персонала и пациента в минималистичном дизайне. Изготовлены полностью из поликарбоната, поэтому отличаются высокой прочностью и легкостью. Это самые легкие очки линейки Monoart®.

Практичны и очень удобны благодаря дужкам с уменьшенным сечением.



 **Цвет:**
прозрачная оправа

 **Вес:**
19 гр

Очки Monoart® Ultra Light

Защитные очки для медицинского персонала и пациента с эргономичными дужками, регулируемые по длине, носовыми пластинками из поликарбоната и защитой для бровей.

Бесцветные линзы защищают от ударов и лучей UV и гарантируют отличные условия видимости.



 **Цвет:**
прозрачная оправа

 **Вес:**
25 гр

Очки Monoart® Baby Orange

Защитные очки для детей, легкие и удобные, изготовленные полностью из поликарбоната с оранжевыми линзами, защищающими от лучей UV и UV525 (синего цвета) и черными дужками.

Базовая обработка против запотевания.



 **Цвет:**
оранжевая и черная оправа

 **Вес:**
23 гр

Экран для оператора Small


Короткий одноразовый экран для медицинского персонала, разработанный для защиты глаз и скул. Сверхлегкий. Сменные прозрачные щитки. В комплекте 5 разноцветных оправ.



 **Классификация:**
Средство индивидуальной защиты, категория III

 **Цвета оправы:**
Синий, желтый
Черный
Розовый
Зеленый

 **Вес:**
9 гр

 **Комплектация:**
Упаковка – 5 оправ
различных цветов
и 20 щитков

Экран для медицинского персонала Monoart®


Одноразовый сверхлегкий экран для медицинского персонала, состоящий из прозрачной оправы и сменного щитка. Щиток прозрачный, незапотевающий.



 **Классификация:**
Средство индивидуальной защиты, категория III

 **Цвет оправы:**
прозрачный

 **Вес:**
25 гр

 **Комплектация:**
Упаковка – 1 оправа
и 10 щитков

Маркировка


Маркировка средств индивидуальной защиты соответствует действующим нормативам по безопасности и директивам в отношении безопасности на рабочем месте. Обязательная согласно закону маркировка присутствует как на линзах для идентификации типа градации, производителя, оптического класса, механической прочности и дополнительных критериев, так и на оправе для идентификации производителя, соответствующей европейской норме и механической прочности.

Европейские нормативы

EN 166 Персональная защита глаз – Спецификации;

EN 167 Персональная защита глаз – Методы оптических испытаний;

EN 170 Персональная защита глаз – Ультрафиолетовые фильтры.



Идентификация маркировки на оправе

U	EN 166	FT	CE
Производитель	Норматива	Механическая прочность	

Идентификация маркировки на линзе

2 - 3	U	1	FT	KN*	CE
Номер шкалы (N кода + градация)	Производитель	Оптический класс	Механическая прочность	Дополнительные критерии	

Рулоны для стерилизации Eurosteril®



Изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью (60 гр/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это гарантирует прочность в процессе стерилизации, простоту вскрытия, не оставляя волокон или разрывов, а также максимальную антимикробную защиту.

Рулоны снабжены химическими индикаторами, показывающими, что процесс автоклавирования завершен, и находящиеся внутри инструменты стерильны.

6 месяцев стерильности от даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения и валидации процессов стерилизации и запечатывания.

Классификация:
Медицинское изделие класса I

Комплектация:
5 см x 200 м (8 шт.)
7,5 см x 200 м (5 шт.)
10 см x 200 м (4 шт.)
15 см x 200 м (2 шт.)
20 см x 200 м (2 шт.)
25 см x 200 м (1 шт.)
30 см x 200 м (1 шт.)

Рулоны для стерилизации со складками Eurosteril®



Изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью (60 гр/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена.

6 месяцев стерильности от даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения и валидации процессов стерилизации и запечатывания.

Классификация:
Медицинское изделие класса I

Комплектация:
20 см x 5 x 100 м (2 шт.)
25 см x 5 x 100 м (1 шт.)
25 см x 6,5 x 100 м (1 шт.)

Пакеты для стерилизации Eurosteril®

Термозапечатывающиеся пакеты из белой медицинской бумаги высокой плотности (60 гр/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена.

Три боковых спайки с водонепроницаемыми равномерными каналами гарантируют максимальную антимикробную защиту. Снабжены химическими индикаторами, меняющими цвет, для стерилизации паром или газом ЭО (оксид этилена). При вскрытии не оставляют бумажных волокон или разрывов пленки.

6 месяцев стерильности от даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения и валидации процессов стерилизации и запечатывания.



Классификация:
Медицинское изделие класса I



Комплектация:
5 x 25 см
В коробке 500 штук

7,5 x 25 см
В коробке 500 штук

10 x 25 см
В коробке 500 штук

Пакеты для стерилизации самоклеящиеся Eurosteril®

Изготовлены из белой медицинской бумаги высокой плотности (60 гр/м²) и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/полипропилена.

Снабжены практичной клеящейся лентой из синтетической резины и закрывающейся складкой.

6 месяцев стерильности от даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения и валидации процессов стерилизации и запечатывания.



Классификация:
Медицинское изделие класса I



Комплектация:
9 x 25 см (200 штук)
14 x 26 см (200 штук)
19 x 33 см (9200 штук)

Стул для врача и ассистента Онух



Алюминиевая структура



Цвета:
доступен в 30 разных цветах



Модели:
термоформованные или сшитые сиденья



Габариты:
Круглое сиденье
39 x 9 см (Øxh)
Диаметр основания:
58 см
Регулируемая высота:
50-68 см



Вес:
11 кг

Стул для врача и ассистента Coral



Структура из переработанного полиамида, огнестойкая, устойчивая к царапинам и ударопрочная.



Цвета:
доступен в 30 разных цветах



Модели:
термоформованные или сшитые сиденья



Габариты:
Круглое сиденье
39 x 9 см (Øxh)
Регулируемая высота:
52-70 см



Вес:
13 кг

Стул для врача и ассистента CDS301



Хромированная стальная структура.



Цвета:
доступен в 30 разных цветах



Модели:
термоформованные или сшитые сиденья



Габариты:
Круглое сиденье
40 x 109 см (Øxh)
Регулируемая высота:
51-69 см



Вес:
15 кг

Стулья Euronda – это:



Функциональность

Оснащены 5-тью колесиками. Оперативный механизм, встроенный в нижнюю часть сиденья, позволяет специалисту регулировать сиденье из любого положения.



Удобство

Обволакивающая анатомическая спинка регулируется по высоте, глубине и положению. Гладкие поверхности способствуют эффективной гигиене и облегчают чистку.



Euronda Spa© 2021

Questo catalogo non può essere copiato, riprodotto o scansionato con qualsiasi mezzo. Tutti i diritti riservati.

Immagini, descrizioni, citazioni, dimensioni e caratteristiche tecniche sono da ritenersi puramente indicative.

Pur mantenendo le caratteristiche di base del prodotto, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento con il solo scopo di miglioramento.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland

Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t + 33 (0) 3 44 06 69 70
f + 33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

España

Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo de Torres 4
30007 Murcia, España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Euronda Russia

193149, Russia, Leningrad Oblast
Novosaratovka, 41-B
t + 7 (812) 635 88 94
m info@eurondarussia.com
www.eurondarussia.com

Euronda[®]